



**Produkt** einzigartiges Nasenspülsystem mit patentierter Salzrezeptur zur Herstellung einer isotonischen Lösung zur einfachen, effektiven und sicheren Nasenreinigung/-pflege

**Status** Medizinprodukt Klasse 1

**Anwendungs-**

**Bereiche** Erkältungskrankheiten,  
Nasennebenhöhlenentzündungen,  
Allergien/Heuschnupfen  
gereizte, trockene, verstopfte Nase  
rauchige oder staubige Umgebung

**Bestandteile** - Nasendusche mit benutzerkonformer Flaschenspitze  
- Dosierbeutel mit 2,4g Natriumchlorid und Natriumbicarbonat

**Gebrauchs-**  
**anweisung**

Befüllung der Druckflasche bis zum Strich mit 240ml körperwarmem Wasser, Inhalt eines Dosierbeutels hinzufügen und darin auflösen  
über Waschbecken: Flaschenspitze im Wechsel unter ein Nasenloch halten, Flasche vorsichtig drücken, Salzwasser spült die Nase und fließt aus anderem Nasenloch ab

**Anwendungs-**

**Häufigkeit** bei Bedarf ein- bis zweimal täglich Nase spülen

**Packungs-**

**Versionen** **Nasendusche mit 10 Salzbeuteln**  
PZN 15297253 - AVP 14,95 €



## Nasendusche mit 60 Salzbeuteln

PZN 15297276 - AVP 24,95 €



## Nachfüllpack mit 60 Salzbeuteln

PZN 15297282 - AVP 12,95 €



- Vorteile**
- einzigartiges, bereits in über 30 Ländern bewährtes Nasenspülsystem
  - schnelle, einfache Zubereitung der Salzlösung
  - effektive, angenehme Anwendung
  - ausgewogener, physiologischer pH-Wert
  - Ohne Zusatz-/Konservierungsstoffe/Fließregulierungsmittel/...
  - kein Brennen oder Stechen durch patentierte Salzkombination
  - leichte Reinigung der Flasche
  - für Kinder und Erwachsene geeignet

**Einfach! - Schnell! - Wirksam! - Sanft!**

**Vertrieb** **NeilMed Pharma GmbH**  
Werdauer Straße 162  
08060 Zwickau  
Telefon: 0375 – 2118 6236  
Telefax: 0375 – 2118 6238  
E-Mail: [info.de@neilmed.com](mailto:info.de@neilmed.com)  
[www.neilmed.com](http://www.neilmed.com)

**Stand** August 2020